

Hisopado anal (búsqueda de bacterias multirresistentes)

Indicaciones para pacientes

Con un Hisopo de dacrón, plástico o madera, introducir en el ano del paciente, rotando 5 veces hasta obtener materia fecal del mismo.

Colocar el hisopo en un medio de transporte ya sea cary Blair o Stuart

La muestra en medio de transporte puede conservarse hasta 48 hs hasta su remisión. En caso de no contar con medio de transporte, colocar en heladera (2-8°C) no más de 24hs hasta tu remisión.

Resultado: 48-72hs desde la remisión de la muestra.

En caso que el paciente tenga pañales se recomienda, realizar una higiene del mismo antes de la toma de la muestra.