

Indicaciones para pacientes y médicos

Paneles y prestaciones de Inmunología con indicaciones particulares

IMPORTANTE para el médico:

- **Diagnóstico:** Por favor remitir datos de interés, sospecha diagnóstica o datos de contexto clínico y de laboratorio previos que puedan ser útiles al momento de la interpretación de los resultados previo a la validación de los mismos.
- **LCR:** En los casos de prestaciones que deban o quieran hacerse en LCR, el mismo debe ser obtenido por el médico y enviado con el paciente a nuestra institución dentro de las 24 hs. post-punción. Preferentemente: cristal de roca, no hemólisis ni sanguinolento, en tubo o frasco estéril bien cerrado. Conservar en heladera (2-8°C) hasta su traslado. Volumen mínimo: Seguir las indicaciones según lo solicitado.
- **Sangre:** esta muestra podemos obtenerla en FPM el mismo día que traiga el LCR (preferentemente punción y extracción deben hacerse el mismo día). Ayuno de 8 horas.

PANEL HEPATITIS AUTOINMUNE

Incluye anticuerpos anti: M2, SP100, LKM 1, GP210, LC 1, SLA, F-ACTINA, ACTININA, TROPOMIOSINA.

Muestra: Sólo se realiza en sangre (Suero - 100 uL)

PANEL MIOPATÍAS / MIOSITIS – PANEL EXTENDIDO

Incluye anticuerpos anti: Mi 2a, Mi 2b, TIF-1g, MDA-5, NXP-2, SAE 1, Ku, PM-SCL100, PM-SCL75, JO 1, SRP, PL.7, PL-12, EJ, OJ, Ro52.

Muestra: Sólo se realiza en sangre (Suero - 100 uL)

PANEL ESCLEROSIS / ESCLERODERMIA

Incluye anticuerpos anti: ScL-70, CENP-A, CENP-B, RNA pol III (RP 11), RNA pol III (RP155), Fibrilarina (U3-RNP), NOR90, Th/T0, PM-ScL-100, PM-ScL-75, Ku, PDGFR, Ro52.

Muestra: Suero - 500 uL



PANEL GANGLIÓSIDOS

Incluye anticuerpos anti: sulfátidas, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b.

Muestras: Puede realizarse en SUERO (100 uL) y/o en LCR (500 uL para esta prestación). Debe solicitarse aclarando la/s muestra/s de interés, para que se cargue el o los códigos para lo que se quiere analizar.

Atención: puede realizarse (tanto en suero como en LCR) la determinación de anticuerpos isotipo IgG, IgM o mezcla de ambos (IgG/IgM = "totales"). Si esto no se aclara en la solicitud médica, se realizará la detección de anticuerpos totales y en el resultado se informará: Isotipo IgG/IgM. En el caso de querer un solo isotipo aclarar cuál se quiere realizar. En el caso de necesitar ambos por separado, debe pedirse la prestación 2 veces cada una con el isotipo de anticuerpo correspondiente.

PANEL ENCEFALITIS AUTOINMUNE

Incluye anticuerpos anti: NMDA, AMPA-1, AMPA-2, GABA_r, LGI 1, CASPR.

Muestras: DEBE realizarse en SUERO (500 uL) y LCR (500 uL). Solicitar la prestación en ambas muestras.

La única excepción es que solo se quiera realizar los anticuerpos anti LGI 1, para los cuales puede obviarse la realización en LCR y hacer solo suero. Caso contrario si o si debe hacerse en ambos tipos de muestra para aumentar la sensibilidad de las determinaciones. Para NMDA la muestra de elección es LCR.

PANEL NEURONALES / ONCONEURONALES

Incluye anticuerpos anti: Hu (ANNA-1), Ri (ANNA 2), YO (PCA 1), CV2 (CRMP5), PNMA2 (Ma2/Ta), anfifisina, Tr (PCA-Tr), SOX1, Zic4, GAD65.

Muestra: Suero - 500 uL



Bandas Oligoclonales en suero y LCR (BOC) por isoelectroenfoque

Incluye: proteinorraquia, relación LCR/suero para IgG y albúmina, Índice de IgG y Reibergrama.

Muestras: DEBE realizarse en SUERO (500 uL) y LCR (1 mL).

Anticuerpos anti AQ4, anti MOG, anti MAG

Muestra: suero - 500 uL para cada prestación que se solicite.

NOTA: Ninguna de las mencionadas se realiza en LCR.