

Líquidos de punción / materiales quirúrgicos

Indicaciones para pacientes

Toma de muestra:

La muestra debe remitirse en recipiente estéril, sin agregado de conservantes. En caso de obtenerse más de una muestra, cada una deberá colocarse en un recipiente individual.

Si se utilizan jeringas, estas deben estar encapuchadas con sus tapas originales y correctamente cerradas.

- Las muestras deben ser tomadas exclusivamente por personal médico.
- No se aceptan hisopos provenientes de sitios estériles.

Indicaciones para el paciente:

No debe haber recibido tratamiento antibiótico en los cinco (5) días previos a la toma de muestra, excepto cuando exista una indicación médica expresa.